

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Tester temperatury zamarzania
płynu chłodniczego
ARO30002**

24/02

OPIS PRODUKTU

Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażone w czytelną skalę w stopniach Celsjusza wskazującą wartość temperatury zamarzania cieczy. Próbkę ciekłej substancji należy pobrać poprzez gumową rurkę stanowiącą przedłużenie testera oraz przy pomocy gumowej gruszki pełniącej funkcję ssawki. Tester można myć i wykorzystywać ponownie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Przebieg sprawdzenia**

1. Odkręcić korek chłodnicy tylko, gdy silnik jest zimny.
2. Uruchomić silnik i doprowadzić do normalnej temperatury pracy.
3. Napełnić tester płynem chłodniczym do poziomu linii FLUID LEVEL.
4. Górna (mniejsza) wskazówka testera musi się znajdować w pozycji pionowej.
5. Większa wskazówka pokazuje temperaturę zamarzania płynu chłodniczego.
6. Po przeprowadzeniu testu przepłukać tester ciepłą wodą.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego